



[Fiche technique]

Tensiomètre manopoire Easy III

Réf. 222006 - 222007 - 222008 - 222009

Tensiomètre manopoire EASY III pour prise de la tension artérielle.

Manomètre fixé sur la poire de gonflage.

Brassard en nylon lavage à fermeture velcro, sans poche.

Graduation : de 0 à 300 mmHg.

Boitier antichoc.

Poire en caoutchouc avec cuillère de maintien.

Caractéristiques techniques

Informations complémentaires Conditions de stockage : entre -20°C et +70°C.

Précautions d'emploi et nettoyage :

Ne pas laisser tomber et éviter les chocs. Ne jamais démonter le manomètre.

Ne jamais gonfler au-delà de 300 mmHG

Ne jamais exposer le brassard aux forts rayons du soleil.

Ne jamais toucher le brassard avec un instrument coupant.

Placer le tensiomètre dans sa pochette de rangement. Dégonfler complètement le brassard avant de le ranger.

Nettoyer le manomètre et la poire avec un tissu humide. Nettoyer le brassard, le velcro et les tubes à l'aide d'un désinfectant de surface.

Normes et Certification

Dispositif médical de classe Im selon la directive Européenne 93/42/CE.

Garantie

1 an sur les brassards, 3 ans sur le tensiomètre.

Références

Réf. 222009

Tensiomètre manopoire Easy III - Brassard Nourrisson

Réf. 222008

Tensiomètre manopoire Easy III - Brassard Enfant

Réf. 222006

Tensiomètre manopoire Easy III - Brassard Adulte

Réf. 222007

Tensiomètre manopoire Easy III - Brassard Obèse