



[Fiche technique]

Plan dur DMT-S1 Jaune

Réf. 555555

Plan dur rigide en matériau composite de forme anatomique permettant une immobilisation parfaite et entière du corps du blessé. Offre une très grande maniabilité avec ses 18 poignées.

Convient pour les secours aquatiques. Flottabilité : 30 kg.

Très grande résistance aux chocs grâce au matériau de fabrication.

Les angles sont arrondis pour une meilleure résistance aux impacts.

Radiotransparent (compatible IRM et scanner).

Imperméable aux liquides (eau, pétrole, huile) et lavable : facile à nettoyer.

Avec 8 broches.

Poignées de forme ovale ou rectangulaires avec des bords arrondis. Réhaussées pour faciliter la préhension du plan dur.

Poignées latérales : 7 poignées de chaque côté, réparties sur toute la longueur.

Poignées en tête et pied : 2 poignées en tête et 2 poignées aux pieds, permettant de saisir le plan dur à chaque coin.

Fente en haut du plan dur pour fixer l'immobilisateur de tête.

Fente côté pieds pour une bonne immobilisation des jambes.

Fixation des sangles sur les poignées.

Points d'attache pour enfants grâce aux 18 poignées qui permettent la fixation de sangle pédiatrique.

Caractéristiques techniques

Informations complémentaires Méthode de fabrication : injection plastique par soufflage, avec soudure.

Poignées de dimensions différentes selon l'emplacement :

Longueur entre 10 et 16 cm. Largeur entre 4 et 5 cm env.

Température d'utilisation et de stockage : de -50°C à +100°C.

Conditionné sous sachet plastique, puis dans un carton individuel. Plan dur livré assemblé.

Utilisation possible pour immobiliser des enfants avec la sangle araignée pédiatrique qui s'adapte parfaitement sur le plan dur. (Réf. 509026)

Compatible avec l'immobilisateur de tête DMT (Réf. 509640)

Couleur

Jaune

Poids

7.5 kg

Dimensions	(Lxlxh) : 184 x 45 x 4,5 cm. Epaisseur 5 cm.
Charge maximale admissible	159 kg
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Normes et Certification	Marquage CE. Dispositif médical de classe 1
Entretien	<p>Nettoyage du plan dur :</p> <p>Il est recommandé de nettoyer le plan dur avec de l'eau chaude mélangée à un détergent doux. Si nécessaire, utiliser une brosse non métallique.</p> <p>Rincer le plan dur avec de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon propre ou à l'air libre.</p> <p>Il est également possible d'utiliser tout type de désinfectant, ou de procéder à un nettoyage haute pression.</p>
Accessoires et Consommables	<p>509680 - Immobilisateur de tête pédiatrique pour plan dur</p> <p>509640 - Immobilisateur de tête adulte pour plan dur</p>